

KATRIN[®]

FERTŐTLENÍTŐ HABSZAPPAN ÉS
WC ÜLŐKE FERTŐTLENÍTŐ HAB

A HATÉKONY HIGIÉNYIA EGYSZERŰ



KATRIN®




Tudta, hogy...

- a betegség megszerzésének kockázata nagy biztonsági problémát jelent a felhasználók többségének
- az európai felhasználók átlag 66 % szeretne fertőtlenítő berendezéseket a nyilvános illemhelyeken. *)

*) 2015-ös jelentés az illemhelyekről, A nyilvános illemhelyek berendezéseinek vizsgálata Európában (Finnország, Svédország, Dánia, Norvégia, Németország, Lengyelország, Anglia)
Metsä Tissue, Millward Brown.

FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK



EGYSZERŰEN

Megfelelő termékek a
specifikus szükségletekhez



ÜGYESEN

Gondosan kiválasztott
összetevők



MEGBÍZHATÓAN

Hatékony megoldások a
betegségek megelőzésére

HOL JAVÍTJÁK A FERTŐTLENÍTŐ BERENDEZÉSEK A HIGIÉNIÁT?

KATRIN®

A fertőtlenítő berendezések mindazokon a helyeken javítják a higiéniát, ahol emberek gyűlnek össze és kezükkel hozzáérnek a tárgyakhoz vagy használják az illemhelyeket

- Egészségügyi berendezések
- Mosdók és öltözők
- WC
- Vendéglátóipari egységek
- Recepciók
- Kávéházak

Példa: Óvoda

- WC
- Bejárat
- Pihenőhelyek
- Konyha és étkező
- Ápolási létesítmények



TISZTA WC-ÜLŐKE

KATRIN WC ÜLŐKE FERTŐTLENÍTŐ HAB
500 ML 954311

A NYILVÁNOS ILLEMHELYEK
KOMFORTJA ÉS HIGIÉNIÁJA
JAVÍTÁSÁNAK GYORS, INTELLIGENS
MÓDJA

- Fertőtleníti a WC-ülőkéket és egyéb kemény felületeket a WC környezetében
- Alkalmas alkoholra érzékeny felületekre (például akril).
- 500 ml – 1250 adagra elegendő.
- EN 13697



5



KATRIN®


hatáskörön KÍVÜL

Kéz vagy bőr fertőtlenítése.


A HASZNÁLAT MÓDJA

KATRIN WC ÜLŐKE FERTŐTLENÍTŐ HAB 500 ML 954311

KATRIN®



Vegyen egy
toalettpapírlapot.



A papírra vigyen fel
3 ml habot.



Törölje meg az ülőkét
és várjon 30
másodpercet.

A FERTŐZÉS KÉZZEL BÁRHOVÁ SZÉTTERJEDHET

- Fertőzést kaphat például a lift nyomógombjaitól, a számítógép képernyőjétől, billentyűzetétől és az egértől, az asztaltól, kilincstől, a WC fogantyúitól.
- Gondolkozzon el a vállalkozásán – az ügyfelek és a vendégek szeretnek kezet adni
- Ha van kéznél fertőtlenítő berendezés a kéz fertőtlenítésére, azt használják is és egyúttal csökken a fertőzés kockázata



TISZTÍTJA ÉS FERTŐTLENÍTI A KEZET

KATRIN KÉZTFERTŐTLENÍTŐ HABSZAPPAN
1000 ML 33430

ELTÁVOLÍTJA A KÖNNYEBB
SZENNYEZŐDÉSEKET EGYÜTTAL
FERTŐTLENÍT IS

- Fertőtleníti a kezét kézmosásnál
- Semleges pH nedvesítő szerrel, amely regenerálja a bőrt, miután lemosta róla a zsírt
- Alkalmas alkoholra érzékeny felületekre (például akril).
- Alkalmas élelmiszereket feldolgozó vállalatok számára.
- 1000 ml – 2500 adagra elegendő.
- EN1499.



8



KATRIN®

hatáskörön KÍVÜL

Orvosi műszerek fertőtlenítése.


A HASZNÁLAT MÓDJA

KATRIN KÉZFERTŐTLENÍTŐ HAB 1000 ML 33430


KATRIN®



Használjon
legkevesebb 3 ml-t




Mossa meg a kezét
min. 30 másodpercig
beleértve az
ujjvégeket, a körmöket
és hüvelykujjat is



Szárítsa meg a kezét
papírtörlővel

KÉZMOSÁSI ÚTMUTATÓ

KATRIN®



ADAGOLÓK

KATRIN®



Adagolók: 92186, 90205



**Fertőtlenítő berendezés
WC-ülőkéhez 500 ml 954311**



Adagolók: 90229, 92209, 993063 a 982517



**Kézfertőtlenítő habszappan
1000 ml 33430**